

e-Temp (Provizorní výplňový materiál s hydraulickým tuhnutím)

Účel použití

- ◆ Materiál určený k dočasnému zhotovení provizorní výplně do další návštěvy v případě, že kavita nebyla definitivně obnovena.

Složení

- ◆ Oxid zinečnatý
- ◆ Glycerin
- ◆ Siran vápenatý
- ◆ Siran zinečnatý

Indikace

Provizorní zhotovení výplní u inlay a onlay preparací

Provizorní výplně různého typu

Provizorní výplně a dočasné uzavření kavity

Návod k použití

- Izolujte ošetřovanou oblast pomocí kofferdamu, aby bylo zabráněno vniknutí materiálu do ústní dutiny.
- Vyčistěte a osušte kavitu určenou pro aplikaci provizorní výplně.
- Pomocí vhodné zvolené špachtle odeberte potřebné množství materiálu a aplikujte jej do kavity.
- Po aplikaci zformujte a ztuhněte materiál špachtlí. U okluzních ploch zkontrolujte artikulaci a upravte tvar výplně podle potřeby.
- Materiál vytvrzuje absorpcí slin přibližně 25 minut; během této doby zabraňte nadměrnému mechanickému zatížení. Po dobu přibližně 2 hodin po aplikaci minimalizujte vnější tlak působící na výplň.
- Zkontrolujte okluzi a odstraňte přebytečný materiál z povrchu výplně.
- Přebytečný e-Temp odstraňte pomocí sondy nebo jiného vhodného stomatologického nástroje.

Poznámky

1. Nemíchejte s jinými materiály a zabraňte kontaminaci
2. Při odstraňování výplně očistěte povrch vatovým tampónem navlhčeným v alkoholu.

Skladování

- 1) Po použití vždy pevně uzavřete víčko.
- 2) Chraňte před přímým slunečním zářením a skladujte na suchém místě při pokojové teplotě.
- 3) Po použití důkladně uzavřete obal. Nedostatečné uzavření může vést ke ztuhnutí materiálu vlivem vlhkosti ve vzduchu.

Upozornění při použití

- 1) Výrobek smí používat pouze zubní lékař, a to v souladu s doporučeným postupem použití.
- 2) Nepoužívejte u pacientů se známou alergickou reakcí či známkami infekce.
- 3) Zabraňte přímému kontaktu s očima nebo kůží. Pokud dojde ke kontaktu, opláchněte vodou a v případě potřeby vyhledejte odbornou pomoc.
- 4) Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
- 5) Zabraňte kontaktu s vodou.

Balení

e-Temp kit (30g)

white (0000-0000)

Symbole



Záruka

DiaDent Group International vymění výrobek, u kterého se prokáže, že je vadný. DiaDent Group International nenese odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, přímé ani následné, vzniklé v důsledku použití nebo nemožnosti použití tohoto výrobku. Před použitím je odpovědností uživatele posoudit, zda je výrobek vhodný pro zamýšlený účel. Uživateli přebírá veškerá rizika a odpovědnost spojená s jeho užíváním.

Evropský zástupce
DiaDent Europe B.V.
Antennestraat 70, 1322AS Almere,
Nizozemsko
Tel: 00 31 (0)36 549 8607 FAX: 00 31 (0)36 536 7317

Kontaktní informace

DiaDent Group International

No.626, Yeonje-ri, Gangoe—myeon, Cheongwon-gun,
Chungcheongbuk-do, 363-951, Jižní Korea
Tel : 82-43-266-2315
Fax: 82-43-262-8658
<http://www.diadent.co.kr>
E-mail: diadent@chollian.net

DiaDent Group International Inc.

380-8210 Ross Street
Vancouver, BC, V5X 0L1 Kanada Tel :
1-604-451-8851
Fax: 1-604-451-8865
<http://www.diadent.com>
E-mail: diadent@diadent.com

DiaDent Europe B.V.

Antennestraat 70, 1322AS Almere,
Nizozemsko
Tel : 31-36-549-8607
Fax: 31-36-536-7317
<http://www.diadentneurope.com>
E-mail: diadent@diadentneurope.com

Dovozce a distributor:

Janouch Dental s.r.o.
Malá Dlážka 17
750 02 Přerov
info@janouch-dental.cz
+420 604 251 198

