

MD 555

Speciální čisticí prostředek pro sací systémy



Přehled vlastností

- Nepěňivý speciální čistič pro stomatologické sací systémy včetně odtokových potrubí v oblastech s problematickou vodou (např. tvrdá voda, voda obsahující špatně rozpustné minerály atd.) a pro odtoková potrubí s nedostatečným spádem.
- Vhodné zejména při použití speciálních zařízení na čištění zubů, např. vzduchových leštiček jednotek s odpovídajícími profylaktickými prášky, perleťovými přípravky.
- Intenzivní čisticí účinek - spolehlivě odstraňuje a zabráňuje tvorbě usazenin z tvrdé vody v sacích systémech a na kyselinovzdorných površích.
- Dobrá materiálová kompatibilita - vhodné pro všechny systémy s amalgámovými separátory.
- Ideální doplněk k přípravkům Orotol® plus pH 7, Orotol® plus nebo Orotol® ultra a MD 550 pro komplexní a intenzivní dezinfekci, čištění a péči o stomatologické sací systémy.

Vlastnosti

Čistič MD 555 od společnosti Dürr System Hygiene je nepěňivý speciální čistič pro stomatologické sací jednotky, včetně jejich odtokových potrubí. Čistič MD 555 se doporučuje používat v oblastech s problematickou vodou z vodovodu (např. tvrdá voda, voda obsahující špatně rozpustné minerály) a v odtokových potrubích s nedostatečným spádem. Čistič MD 555 je také obzvláště vhodný při použití speciálních zařízení na čištění zubů, např. vzduchových leštiček. Pravidelné používání čističe MD 555 zabráňuje hromadění usazenin v sacím systému. Zvláště odolné zanesení sacího systému v důsledku použití málo rozpustných čisticích prostředků, jako jsou preventivní prášky nebo perleťové přípravky, zejména na bázi uhlíkatých vápenatých, je vyloučeno a již existující usazeniny jsou rozpuštěny. Díky speciálním čisticím komponentům je čistič MD 555 vhodný zejména pro jednotky s amalgámovými separátory. Kromě toho je čistič MD 555 univerzálně použitelný všude tam, kde je třeba odstranit z povrchů usazeniny způsobené tvrdou vodou.

Složení produktu

Čistič MD 555 obsahuje organické kyseliny (20 - 25 %), anorganické kyseliny (15 - 20 %), nepěňivé povrchově aktivní látky (< 1 %) a pomocné látky.

Pokyny k použití

Pravidelně aplikujte čisticí prostředek MD 555 ve formě 5% roztoku alespoň dvakrát týdně, např. ráno před prvním ošetřením nebo během polední přestávky, v případech tvrdé vody nebo problémů souvisejících s profylaktickými prášky. Přidejte 100 ml nebo 5 uzávěrů čisticího prostředku MD 555 do 2 l vody a 1 l roztoku nasajte do sacího systému například pomocí OroCupu. Zbýlý roztok přidejte do plivátka. Doba expozice je nejméně 30 minut, kterou lze podle potřeby prodloužit až na 120 minut, např. v případě znečištění. Alternativně lze denně používat 5% roztok čisticího prostředku MD 555. Doba působení je pak nejméně 5 minut, kterou lze podle potřeby prodloužit až na 15 minut. Čistič MD 555 v obtížných případech a/nebo pro čištění sacích systémů se silnými nánosy biofilmu aplikujte střídavě s dezinfekčními prostředky z řady Orotol® nejméně dvakrát týdně v 10% koncentraci (naplněním 200 ml nebo 10 uzávěrů čističe MD 555 do objemu 2 l vody a odsátím 1 l). Zbýlý roztok přidejte do plivátka. Potřebná doba působení je v tomto případě 1 - 2 hodiny.

Dopad na životní prostředí

Obal je vyroben z polyethylenu a polypropylenu, a lze jej tedy recyklovat nebo spálit. Pro recyklaci lahve vypláchněte vodou.

Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

Doba trvanlivosti

Výrobek nepoužívejte po uplynutí doby trvanlivosti uvedené na obalu.

Dostupné balení

1 l nebo 2,5 l

Skladování

Skladujte na dobře větraném místě.

Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou.

Příslušenství

OroCup

Obecné pokyny

Nemíchejte čisticí prostředek MD 555 s jinými produkty. Před a po použití čisticího prostředku MD 555 důkladně propláchněte sací systémy alespoň 1 litrem vody. Čistič MD 555 není vhodný pro použití na hliník a jiné povrchy citlivé na kyseliny. Nenechávejte roztok čisticího prostředku MD 555 na povrchu přes noc. Může dojít ke změnám barvy/zápachu, zejména při skladování na slunečním světle. Tyto změny však nemají žádný vliv na čisticí účinnost výrobku. Používejte výhradně kvalifikovaným personálem. Všechny závažné události, které se vyskytnou v souvislosti s výrobkem, musí být neprodleně hlášeny výrobci a příslušnému orgánu vašeho členského státu.

Varování před nebezpečím

Čistič MD 555 je klasifikován a označen podle nařízení CLP.

Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

Koncentrát: hodnota pH: < 1.0

Pracovní roztok (5 %): hodnota pH: 1,5 - 2,5

Nezávislé odborné posudky - interní šetření

Znalecké posudky jsou k dispozici na vyžádání.



Prodejce

Dürr Dental SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerddental.com
info@duerrdental.com

Výrobce

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Germany
www.orochemie.de
info@orochemie.com