PRÉMIOVÉ OTISKOVACÍ MATERIÁLY

CAVEX OUTLINE

-

Pro protetiku, rebazování a sekundární otisky pomocí individuální otiskovací lžíce



OTISKY JSOU NAŠÍ SPECIALIZACÍ

CAVEX

PRÉMIOVÉ OTISKOVACÍ MATERIÁLY

CAVEX OUTLINE

Přesnost dosednutí zubní náhrady je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících její funkčnost. Báze náhrady musí dokonale přiléhat k měkkým tkáním v ústech. Cavex Outline byl vyvinut speciálně pro dosažení tohoto cíle. Jedná se o neelastickou otiskovací pastu s optimálními tokovými vlastnostmi pro bezzubé čelisti, která umožňuje přesné zachycení měkkých tkání.

Přesné otisky

Cavex Outline umožňuje přesnou registraci při podkládání, rebazování a zhotovování celkových zubních náhrad. Materiál minimalizuje riziko podráždění a je bez zápachu, což zvyšuje komfort pacienta i stomatologa.

Ideální konzistence a optimální konečná tvrdost

Pasta se při mírném tlaku snadno rozprostírá – je tixotropní – a nedochází tak k nežádoucí deformaci měkkých tkání. Poskytuje dostatek času pro simulaci různých pohybů v ústech. Cavex Outline je zároveň neelastický,

Vlastnosti

- **Snadné použití**
- **Bez eugenolu**
- **Výrazné, dobře rozlišitelné barvy**
- **Dokonalé utěsnění**
- **Nízká rozpustnost**
- **Krátká doba tuhnutí**
- **Snadné vyjmutí**

takže se materiál po vyjmutí otiskovací lžíce z úst nevrací do původního tvaru. Výsledkem je velmi dobře čitelný modrý otisk, na kterém jsou všechny detaily jasně viditelné.

Vlhkost v ústech pacienta urychluje proces tuhnutí (rychlé intraorální vytvrzení).
Přibližně za 3 minuty získáte pevný, plně vytvrzený otisk, který lze řezat bez drolení.

Nelepí, snadno se dávkuje a je ekonomický

Cavex Outline nezanechává zbytky na patře ani na měkkých tkáních v ústech.
Materiál vykazuje vynikající kompatibilitu se sádrou. Otisk se nesmršťuje a zůstává rozměrově stabilní po dobu nejméně 7 dní.



OTISKY JSOU NAŠÍ SPECIALIZACÍ

Fustweg 5 | 2031 CJ Haarlem | Nizozemsko | cavex.nl

CAVEX

ZYA61E.04