



POLIMO

APF Gel

## NÁVOD K POUŽITÍ

**Popis:**

POLIMO APF je fluoridový gel, který se používá k prevenci zubního kazu, zejména u dětí a dospělých. Obsahuje 1,23% fluoridových iontů, které chrání zuby před kazem způsobeným kyselinami a bakteriemi.

**Složení:**

1,23% fluorid fosforečný ochucený (příchuť: pomeranč, vanilka, třešeň, ananas, banán, jahoda, máta, žvýkačka, čokoláda a meloun)  
Neobsahuje asparam.

**Indikace:**

Prevence zubního kazu, zejména u dětí a dospělých.

**Aplikace:****APLIKAČNÍ LŽÍČE:**

Očistěte a osušte povrch ošetřovaných zubů. Důkladně protřepte obsah láhve.

Speciální aplikační lžičici naplňte Polimo APF gelem, lžičice by neměla být naplněna více než 1/3 nebo by se mělo použít přibližně 5 ml přípravku. Aplikační lžičici naplněnou nasadte na zubní oblouk a nechte pacienta žvýkat, aby se gel dostal i do interproximálních oblastí. Plného účinku je dosaženo za 1 minutu.

**APLIKACE LEŠTÍCÍM KALÍŠKEM:**

Očistěte a osušte povrch ošetřovaných zubů. Aplikujte přiměřené množství gelu do mističky. Naberte gel leštícím kalíškem a zapracujte jej na ošetřované zuby. Zbytek gelu nechte pacienta vyplivnout.

Při aplikaci doporučujeme použít odsávání slin, aby se předešlo polykání gelu.

U dětí do 6-ti let by měl gel aplikovat zubní lékař, u dětí starších 6 let zubní lékař nebo vyškolení specialisté.

**JAK POUŽÍVAT POLIMO FLUID EFFECT:** Tento přípravek mohou odborníci aplikovat na zuby aplikační lžičicí nebo kartáčkem. Doba aplikace produktu je 1 minuta, jak je popsáno výše.

Po použití se má zbytek gelu vyplivnout, ne spolknout. Při aplikaci u dětí - po chvíli by si měly ústa důkladně vypláchnout.

Děti by měly být během podávání pečlivě sledovány, aby se zajistilo, že gel nepolykají a důkladně si vyplachují ústa.

Dávkování a frekvence užívání se bude lišit v závislosti na zdravotním stavu pacienta a výsledku léčby. Tento přípravek by měl být používán každých 3 až 6 měsíců nebo frekvence může být stanovena podle názoru zubního lékaře. Pro dosažení nejlepších výsledků by měl být produkt používán pravidelně.

Dny aplikace mohou být vyznačeny v kalendáři nebo napsány na produktu.

Informujte pacienta, že pro efektivní účinek by po aplikaci gelu neměl 30 minut jíst, pít nebo vyplachovat ústa.

**Vedlejší účinky:**

Dodnes nejsou známy žádné vedlejší účinky.

**Skladování:**

Skladujte mezi 1-30°C, chraňte před slunečním zářením. Skladujte ideálně v chladných místnostech.

**Způsob likvidace:**

Jeho likvidace se provádí v souladu s předpisy úředních orgánů. Předává se schválené společnosti pro „svoz nebezpečného odpadu“ za podmínek schválených místním úřadem.

**Varování:**

Neskladujte ani nepřpravujte výrobek ve skleněném obalu. Půl hodiny po aplikaci nejzte ani nepijte. Výrobek je vyroben tak, aby při vhodném použití nezpůsobil nevolnost a zvracení při požití, ale pokud nastane neočekávaná situace, poraďte se se svým lékařem.

**Pozor:** Pouze pro profesionální použití. Nepolykat.

Před použitím dobře protřepteje. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Neměl by být vystaven extrémnímu teplu (nad 40 °C).

Věnujte pozornost originálnímu hologramu na výrobku. 7-mi místné číslo na hologramu je bezpečnostní kód produktu.

Zabraňte kontaktu se sklem. Číslo šarže na uzávěru nebo lahvičce s datem výroby. Uchovávejte mimo dosah dětí!

Tento produkt je 100% vyroben v Turecku, neobsahuje absolutně ŽÁDNÝ aspartam pro dosazení.

Balení: plastová láhev 505 ml

**Dovozce a distributor:**

Janouch Dental s.r.o.  
Hradišťská 161  
735 62 Český Těšín  
e-mail: [info@janouch-dental.cz](mailto:info@janouch-dental.cz)

Poslední revize návodu:

Rev 01 03.07.2020 TD-02-IFU-08 Ref No: 1014.1



IMICRYL

FETİH MH. MAHIR SK. NO:5/201  
42030 KONYA TURKEY  
TEL: +90 444 71 30  
www.imicryl.com