

Produkt	HAEMOSTATIC SPONGES	
Reference	Produkt	Reference
	Krabička po 50 kusech	3124552
	Blistr, 20 kusů	3124550
	Blistr, 50 kusů	3124551
Obrázek		
Popis	- Chirurgické hemostatické houbičky vyráběné z vysoce čistěné vepřové želatiny první extrakční třídy pro použití při různých chirurgických zákrocích, kde je použití tradičních hemostatik obtížné a kde je použití jiných nevstřebatelných materiálů nežádoucí. - Houbičky lze použít v ústní a čelistní chirurgii. Umožňují kontrolovat krvácení při extrakcích a apikoektomiích, zejména u pacientů se sklonem k silnému krvácení. Houbičky lze také použít k dosažení okamžité hemostázy v těchto případech: - Dentoalveolární chirurgie a extrakce zubů u pacientů s rizikem krvácení. - Chirurgické odstranění nádorů dutiny ústní. - Chirurgická léčba periapikálních abscesů. - Maxilofaciální chirurgie.	
Charakteristika a technické údaje	- Hemostatické houbičky jsou netoxický, nealergizující, neimunogenní, nepyrogenní a biokompatibilní produkt. - Houbičky absorbují přibližně 40 až 50násobek své hmotnosti a snadno přilnou k místu krvácení. Rovnoměrná pórovitost zaručuje příznivou hemostázu. - Při implantaci in vivo se zcela vstřebá během 3 až 4 týdnů. - Houbičky mají porézní strukturu, která aktivuje trombocyty v okamžiku, kdy se krev dostane do kontaktu s matricí houbičky. To způsobí, že trombocyty uvolní řadu látek, které podporují jejich agregaci, a tím jim umožní působit jako katalyzátor pro tvorbu fibrinu.	
Skladování	- Hemostatické houbičky jsou k dispozici ve sterilních blistrech a volně ložených baleních. Po otevření podléhá obsah kontaminaci. Houbičky použijte ihned po otevření balení a nepoužitý obsah zlikvidujte. Nepoužívejte opakovaně a znovu nesterilizujte, protože by houbičky mohly ztratit své fyzikální vlastnosti a sterilitu. Skladování: Chraňte před přímým slunečním zářením a teplem. Uchovávejte v původním obalu v čisté a suché místnosti při teplotě od 5 °C do 30 °C.	
Záruka	5 let	

Symboly	
Zákonné informace	Zdravotnický prostředek třídy III. Označení CE 2460. Notifikační orgán DNV GL Nemko presafe AS, Veritasveien 3, 1363 Hovik, Norsko. Evropský zástupce: Wellkang Ltd. Suite B, 29 Harley street, LONDON W1G 9QR, Anglie, SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ.

Verze 3

Aktualizoval Laetitia DECAUDIN dne 21/08/2019